

# KESKENY LODI IMPLANTÁTUM OVERDENTURE IMPLANTÁCIÓS RENDSZER

## AZ IMPLANTÁTUM

Ideális megoldás minden olyan páciens számára, aki stabilizálni akarja meglévő protézisét vagy akik nem tudnak olyan kezeléseken részt venni, melyek sokkal nagyobb kiadást igényelnek.

Mindegyik csomag tartalmazza: (1) a választott, 2,4 vagy 2,9 mm-es átmérőjű LODI implantátumot, (2) a LOCATOR felépítményt és (3) a LOCATOR mátrix készletet, amely tartalmazza a fém mátrixot, valamint a tengelykorrekció és a megfelelő retenció erő megválasztása érdekében különböző retenció betéteket.



Csomag  
„All inclusive”

1 IMPLANTÁTUM (1)  
1 LOCATOR FELÉPÍTMÉNY (2)  
1 LOCATOR MÁTRIX KÉSZLET (3)

2,5 VAGY 4MM  
MAGASSÁGÚ LOCATOR  
FELÉPÍTMÉNY




1.

Implantátum  
Ø 2,4 vagy 2,9mm



Locator mátrix  
KÉSZLET



Fém mátrix

KÉK  
680 gr.



RÓZSASZÍN  
1350 gr.

PIROS  
450 gr.

## 2,4 mm-es LODI IMPLANTÁTUM + 2,5 mm magas FELÉPÍTMÉNY

07450 LODI 2,4mm x 10mm, 2,5mm  
07451 LODI 2,4mm x 12mm, 2,5mm  
07452 LODI 2,4mm x 14mm, 2,5mm

## 2,4 mm-es LODI IMPLANTÁTUM + 4 mm magas FELÉPÍTMÉNY

07455 LODI 2,4mm x 10mm, 4mm  
07456 LODI 2,4mm x 12mm, 4mm  
07457 LODI 2,4mm x 14mm, 4mm

## 2,9 mm-es LODI IMPLANTÁTUM + 2,5 mm magas FELÉPÍTMÉNY

07460 LODI 2,9mm x 10mm, 2,5mm  
07461 LODI 2,9mm x 12mm, 2,5mm  
07462 LODI 2,9mm x 14mm, 2,5mm

## 2,9 mm-es LODI IMPLANTÁTUM + 4 mm magas FELÉPÍTMÉNY

07465 LODI 2,9mm x 10mm, 4mm  
07466 LODI 2,9mm x 12mm, 4mm  
07467 LODI 2,9mm x 14mm, 4mm



## LODI LOCATOR FELÉPÍTMÉNYEK

07351 Felépítmény LODI LOCATOR 2,5mm  
07352 Felépítmény LODI LOCATOR 4mm